

# Comunikit Indi Mind Express 10



Comunikit® Indi Mind Express, realizzato in collaborazione con Tobii Dynavox, a differenza di altri tablet smart convenzionali, è un **tablet progettato specificamente per l'utilizzo come ausilio di comunicazione aumentativa (CAA)**, per l'accesso alle **funzioni del computer per gli utenti con limitazioni fisiche e/o cognitive associate a problemi di comunicazione.**

## SCHEMA DATI

Comunikit® Indi Mind Express, realizzato in collaborazione con Tobii Dynavox, a differenza di altri tablet smart convenzionali, è un **tablet progettato specificamente per l'utilizzo come ausilio di comunicazione aumentativa (CAA)**, per l'accesso alle **funzioni del computer per gli utenti con limitazioni fisiche e/o cognitive associate a problemi di comunicazione.**

Indi include, grazie al software di Comunicazione Aumentativa Alternativa **Mind Express**, la funzione di comunicazione simbolica e alfabetica tramite **sintesi vocale di alta qualità**, accesso ai social media, e-mail e messaggistica. Oltre a consentire l'utilizzo anche in caso di **severe limitazioni motorie o sensoriali**, permette anche di accompagnare allo sviluppo e all'utilizzo di un **linguaggio ricco e grammaticalmente corretto.**

Con il Comunikit® Indi Mind Express l'utente può contare sulla libertà e sulla flessibilità offerte dal sistema operativo Microsoft® Windows associate all'estrema duttilità del software Mind Express: un software assai ricco e flessibile; i contenuti di cui dispone e la struttura delle attività che si possono realizzare consentono a **terapisti, logopedisti, insegnanti, ecc. di creare tabelle di comunicazione ed attività riabilitative e didattiche.**

Indi ne esalta l'utilizzo finalizzato alla comunicazione, ma la possibilità di usufruire di una seconda installazione amplia le prospettive di utilizzo anche ad altre aree.

Una grande varietà di stimoli (**simboli grafici, gif animate, parole, sintesi vocale, video e musica**) possono essere utilizzati per creare interessanti e motivanti esercitazioni. Numerosi esempi sono già inseriti all'interno del programma. E' comunque fondamentale sottolineare che il punto di forza del software è la **possibilità di personalizzare in tutti gli aspetti (presentazione, contenuto, modalità di accesso, etc)** le tabelle e le attività che si possono creare.

Include la **raccolta di simboli Symbolstix** (21000 circa) e **Bliss (Arasaac)** gratuiti su richiesta). A pagamento (non inclusi) si possono aggiungere le licenze per i simboli **PCS** che sono circa 22000 e includono anche i nuovi **PCS alto contrasto** (1500 symbols) e **PCS Thin Line symbols** (5500 symbols) o **Widgit** (WLS, circa 14000) .

Comunikit® Indi Mind Express supporta l'input diretto tramite touch screen, che è stato notevolmente migliorato con Windows 10, così come il clic del mouse, scansione con sensori, joystick, trackball, emulatori di mouse con il capo o altri.

Con il supporto per un numero illimitato di profili utente sullo stesso dispositivo, Comunikit® Indi Mind Express è lo strumento ideale per scuole, centri di valutazione e strutture di assistenza in cui diversi utenti potrebbero condividere lo stesso dispositivo. Funziona bene anche per i singoli utenti che potrebbero voler avere impostazioni diverse a seconda dei momenti o delle attività da svolgere.

***Dispositivo con certificazione medica 93/42/EEC (MDD) - Medical Device Directive***

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Modello: Indi ® 10
- Produttore: Tobii Dynavox LLC
- Schermo: 10,1", rapporto proporzioni: 16:10, unità LED retroilluminata
- Risoluzione dello schermo: 1920 × 1200
- Touch screen: Tocco capacitivo multi-punto
- Dimensioni e peso: (La x Lu x P) 244 × 176 × 35 mm, Peso: 765 gr
- Altoparlanti: 2 × 31 mm 4 ohm, 4 W
- Microfono analogico
- Processore: Intel Atom Z8350 – 4 core, 2 MB cache, 1,92 Ghz, RAM: 4 GB
- Sistema operativo: Microsoft ® Windows 10 Pro 64-Bit
- Unità Flash: 64 GB eMMC
- Sensori: Giroscopio 3 assi, accelerometro, bussola, sensore luce ambiente
- Connettori: 1× CC in 12 VCC 2 A, 1 × porta da 3,5 mm per cuffia/uscita audio (stereo) con rilevamento jack (porta cuffia e microfono), 2 × micro USB 2.0, 1 × micro USB 3.0.
- Pulsanti: 1 × accensione, 1 × aumento del volume, 1 × abbassamento del volume
- WLAN/Bluetooth: ® IEEE 802.11 a/b/g/n, Bluetooth ® 4.0 / BLE

- Fotocamera: Posteriore: 2 Mega pixel, Anteriore: 5 Mega pixel
- Durata della batteria: > 8 ore di utilizzo normale
- Tecnologia della batteria: Batteria ricaricabile ai polimeri di litio-ioni
- Capacità delle batterie: 29,6 Wh
- Tempo di carica della batteria: < 4 ore
- Alimentazione: trasformatore 12 VDC 2A, batteria al litio ricaricabile
- Software per la Comunicazione Aumentativa e Alternativa: Mind Express Full (2 licenze, 1 preinstallata e 1 licenza aggiuntiva disponibile).
- Sintesi vocali Real speak o Acapela italiane e straniere su richiesta (opzionali)
- Raccolta di simboli incluse: Symbolstix e Bliss (Arasaac su richiesta gratuiti) e PCS e Widgit (WLS) opzionali a pagamento.
- File supportati: suoni: wav, mp3, wma, aif; Immagini: bmp, jpg, jpeg, png, gif, wmf, emf; Video: wmv, mpg, mpeg, avi, mp4, mov, mkv
- Dispositivo con certificazione medica 93/42/EEC (MDD) – Medical Device Directive

#### **Accessori inclusi:**

Borsa per il trasporto, cover resistente antiurto, tracolla, piastra di fissaggio per bracci Rehadapt, maniglia e cavalletto. Disponibile nei seguenti colori grigio, blu, viola.

#### **Accessori opzionali (non inclusi):**

- Kit di supporto per scudo (griglia).
- Scudo personalizzato per migliorare l'accesso per le persone con problemi motori
- Garanzia+ TD Care opzionale per danni accidentali che include:
  1. Protezione da danni accidentali illimitati durante tutta la durata del contratto.
  2. Batterie e caricabatterie inclusi (sostituiti / riparati gratuitamente).
  3. Spedizione di ritorno GRATUITA dopo la riparazione.
  4. Risoluzione dei problemi in remoto (richiede connessione internet).

#### **non include:**

- La perdita o il furto del dispositivo.
- Danni causati da azioni deliberate, uso improprio o negligenza.
- I danni causati da qualsiasi tentativo di apertura del dispositivo annulleranno la garanzia e non sono coperti da TD Care protezione da danni accidentali.
- Qualsiasi altro dispositivo che può essere utilizzato insieme al dispositivo Tobii Dynavox.

- Qualsiasi software di terze parti e licenze o software che sono stati installati dopo l'acquisto iniziale. Probabilmente questi devono essere reinstallati o attivati nuovamente dopo la riparazione. Si consiglia di salvare i dati dell'utente o di fare un backup periodicamente per non perdere nulla del proprio lavoro.

## CODICE DI RIFERIMENTO DEL NOMENCLATORE

---

- **ISO 21.42.06.006**  
*comunicatore simbolico a 100 caselle ISO 22.21.09.033/comunicatore dinamico*



<https://www.leonardoausili.com/>

COPYRIGHT 2018 LEONARDOAUSILI.COM | P.IVA: 01795770351 | ALL RIGHTS RESERVED