

Deambulatore posteriorizzato NIMBO



NIMBO è un ausilio leggero per la deambulazione da interno. È costruito interamente in alluminio anodizzato. Disponibile in cinque differenti versioni, ognuna ulteriormente regolabile in altezza per migliorare la postura dell'utente. In colori vivaci per migliorare l'estetica dell'ausilio.

La composizione delle ruote in gomma morbida scanalata le rende resistenti al pattinamento (in particolare su superfici lisce), con ottima aderenza. Per una maggior sicurezza, le ruotine posteriori hanno un dente in alluminio ed una ruota a cricchetto che se attivate impediscono l'arretramento. Le ruote anteriori possono essere piroettanti oppure fisse attivando o disattivando il blocco anteriore di rotazione. Le impugnature per le mani sono in gomma morbida per una presa sicura. NIMBO può esser facilmente ripiegato per esser trasportato e garantire il minor ingombro possibile.

NIMBO misura 1

NIMBO misura 2

NIMBO misura 3

NIMBO misura 4

NIMBO misura 5



Codice articolo	Descrizione	H	A	Ø ruote anteriori	Ø ruote posteriori	↑↓ dato indicativo	kg	max
DNIMB01	NIMBO misura 1 - XS	59 cm	39-49 cm	12 cm	11,5 cm	fino a 114 cm	3,8 kg	30 kg
DNIMB02	NIMBO misura 2 - S	61 cm	55-69 cm	12 cm	11,5 cm	fino a 122 cm	4,3 kg	50 kg
DNIMB03	NIMBO misura 3 - M	67 cm	58-77 cm	12 cm	11,5 cm	fino a 155 cm	5,4 kg	70 kg
DNIMB04	NIMBO misura 4 - L	70 cm	72-91 cm	12 cm	11,5 cm	fino a 170 cm	6 kg	90 kg
DNIMB05	NIMBO misura 5 - Y	94 cm	91-102 cm	12 cm	11,5 cm	fino a 185 cm	7,3 kg	113 kg

I colori del telaio dei deambulatori NIMBO possono differire rispetto alle immagini fornite dal catalogo. Eventuali divergenze verranno comunicate prima dell'evasione dell'ordine.

ACCESSORI NIMBO

Frizionatore per ruote posteriori

Il frizionatore è un dispositivo frenante per le ruote posteriori del deambulatore. Fornisce ulteriore sicurezza e stabilità all'utente durante l'utilizzo del Nimbo. Permette di regolare e quindi personalizzare la resistenza all'avanzamento.

Codice articolo	Descrizione
DNI FRIZION	Coppia di frizionatori per ruote posteriori deambulatori NIMBO

MISURA 1 per tutti i NIMBO



Stabilizzatore pelvico

Applicabile a tutte le versioni del deambulatore NIMBO, consigliato per gli utenti che assumono una postura asimmetrica e non riescono a restare al centro del deambulatore.

Codice articolo	Descrizione
DNI PELVIC	Stabilizzatore pelvico per deambulatori NIMBO

MISURA 1 per tutti i NIMBO



Coppia di supporti antibrachiali

In alluminio e regolabili in altezza e profondità. Composto da un morbido cuscinetto, dove collocare l'avambraccio e da una cintura a strappo per una migliore stabilità. Le impugnature per le braccia possono essere regolate in avanti o indietro. Per installare e regolare il supporto è necessario applicare la piastra per il montaggio: un sostegno in alluminio forato.

Codice articolo	Descrizione
DNI APREGAVA SM	Coppia di supporti antibrachiali e sostegni per NIMBO misura 1, 2
DNI APREGAVA LXL	Coppia di supporti antibrachiali e sostegni per NIMBO misura 3, 4, 5

MISURA 1 NIMBO XS, S
MISURA 2 NIMBO M, L, Y



Imbragatura di supporto morbida

Segue i movimenti dell'utente facilitando il trasferimento del peso da una gamba all'altra. Cinghie regolabili, l'imbragatura è imbottita per un maggior confort. Consente di ottenere il giusto posizionamento del bacino.

Codice articolo	Descrizione
DNI STABIL S	Imbragatura di supporto morbida misura Small per NIMBO misura 2, 3, 4
DNI STABIL L	Imbragatura di supporto morbida misura Large per NIMBO misura 4, 5

MISURA 1 NIMBO XS, S, M
MISURA 2 NIMBO L, Y



Sedile

Disponibili quattro diversi sedili (con differenti dimensioni). L'accessorio può essere ripiegato quando non utilizzato. Il sedile può essere montato al deambulatore grazie ad un sistema di fissaggio a vite.

Codice articolo	Descrizione
DNI SE12	Sedile per NIMBO misura 1
DNI SE22	Sedile per NIMBO misura 2

Codice articolo	Descrizione
DNI SE32	Sedile per NIMBO misura 3
DNI SE42	Sedile per NIMBO misura 4

MISURA 1 NIMBO XS
MISURA 2 NIMBO S
MISURA 3 NIMBO M
MISURA 4 NIMBO L

